

No. 063 010112

<b>Cellbind P2</b>	<b>REF K7200</b>	<b>CE 0344</b>
<b>Cellbind P3</b>	<b>REF K7210</b>	<b>CE 0344</b>
<b>Cellbind P3-P (papain)</b>	<b>REF K7211</b>	<b>CE 0344</b>
<b>Cellbind ID16</b>	<b>REF K7230</b>	<b>CE 0344</b>
<b>Cellbind ID16-P (papain)</b>	<b>REF K7231</b>	<b>CE 0344</b>

0,5% erytrocytární suspenze pro screening a identifikaci erytrocytárních protilátek v lidském séru a plazmě

#### Všeobecné informace

Všechny erytrocytární suspenze byly získány od jednotlivých dárců s krevní skupinou O. Erytrocyty jsou resuspendovány ve speciálním konzervačním médiu. Diagnostika splňuje požadavky příslušných standardů a doporučení. Jejich parametry jsou uvedeny v propouštěcích dokumentech, které jsou poskytnuty s produktem na vyžádání. Erytrocyty se používají s kartami Cellbind Screen (viz příbalový leták **REF** K7000) ke screeningu a/nebo identifikaci erytrocytárních protilátek přítomných v séru.

#### Formulář s antigenním profilem

Ke každému panelu je přiložen formulář s antigenním profilem. Šedé sloupce ve formuláři označují antigeny, které mohou být porušeny nebo jejichž reaktivita je snížena enzymatickým natrávením. Přítomnost nebo chybění antigenů označených na formuláři \* byla určena specifickou protilátkou z jediného zdroje.

#### Upozornění

Diagnostika jsou určena pouze pro použití in vitro. Erytrocyty se skladují při 2–8°C; nesmí se zmrazit. Tekoucí nebo jinak poškozené lahvičky se nesmí použít. Diagnostika (neotevřená nebo otevřená) se nesmí používat po uplynutí expirační doby, která je uvedena na etiketě lahvičky. Jako konzervační přípravek se používá 0,025% chloramfenicol, 0,01% neomycin sulfát a 0,001% gentamicin. Přesto, že všechny krevní produkty byly testovány na infekční onemocnění a shledány negativní, nelze u diagnostik zcela vyloučit přítomnost infekčního agens. Pozornost musí být věnována při užití a nakládání s každým obalem a jeho obsahem. V případě kontaminace nebo hemolýzy se diagnostikum vyřadí. Odstranění odpadu po provedeném testování se provádí v souladu s postupy dané laboratoře. Tak jako u všech diagnostik připravených z erytrocytů, může dojít během expirační doby ke snížení reaktivity erytrocytů. Rychlost, s jakou dochází ke ztrátě reaktivity antigenů (aglutinability), je především závislá na individuálních vlastnostech dárce a nedá se jak kontrolovat, tak předvídat výrobce.

#### Odběr a příprava vzorků

Vzorky krve se odebírají asepticky s nebo bez přidání antikoagulancií. Jestliže je testování vzorků krve odloženo, uchovávají se při 2–8°C.

Příprava vzorků je popsána v příslušných testovacích postupech.

#### Postup testu

Cellbind Screen metodika

Viz příbalový leták Cellbind Screen: **REF** K7000.

#### Hodnocení

Viz příbalový leták Cellbind Screen: **REF** K7000.

#### Omezení

Viz příbalový leták Cellbind Screen: **REF** K7000.

#### Reference

1. Race R.R. and Sanger R.; Blood Groups in Man, 6<sup>th</sup> ed. Oxford Blackwell Scientific Publishers 1975.
2. Issitt P.D.; Applied Blood Group Serology 3<sup>rd</sup> ed. Montgomery Scientific Publications, Miami, Florida, USA, 1985.
3. Daniels G.; Human Blood Groups. Blackwell Science Ltd. 1995.
4. Mollison P.L. et al.; Blood Transfusion In Clinical Medicine, 9<sup>th</sup> ed. Blackwell, Oxford. 1993.