

i-CHROMA

Kompaktní analyzátor
pro ordinace a laboratoře

kvantitativní stanovení CRP
a dalších analytů v krvi a moči



- CRP
- hs CRP
- HbA1c
- mikro-albumin
- PSA
- AFP

- moderní imunoanalytická metoda na bázi imunofluorescence
- vysoká citlivost a přesnost
- rychlé a snadné provedení testů
- další analyty (FOB, cTnI, ...) jsou připravovány a budou postupně k dispozici

CRP

kvantitativní