

*Diagnostický prostředek in vitro  
Pro profesionální použití*

*EZ-STEP FOB* je příkladem uplatňování aktuálního trendu zavádění moderních imunochemických metod pro detekci krve ve stolici (*Fecal Occult Blood, FOB*), které významně přispívá k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku. Test *EZ-STEP FOB* má několik významných předností:

**specifita**

detekuje **lidský hemoglobin**  
nevyžaduje **žádná dietní opatření** u pacienta

**citlivost**

detekční limit **40 ng/ml** zajišťuje vysokou citlivost vyšetření, díky níž test zachytí i velmi malé stopy krvácení ve stolici

**provedení**

**Čistá a bezpečná aplikace** pro pacienta i vyšetřujícího lékaře či laboratoř

**výsledky**

**jednoznačná interpretace výsledků** (proužky)  
zahrnuje i **kontrolu kvality testu**

## EZ-STEP FOB

### Test na okultní krvácení ve stolici

komfortní  
pro lékaře



ohleduplný  
k pacientovi

kat.č. 7201

EZ-STEP FOB

25 testů

Informace o produktu  
MUDr. Michaela Jurenková  
tel: +420 585 412 537  
tel: +420 585 415 701-2  
jurenkova@exbio.com

Ing. Ladislav Vlček  
tel: +420 585 415 701  
vlcekl@exbio.com

### Objednávky

tel: +420 585 415 701-2  
fax: +420 585 414 358  
objednavky@exbio.com

výhradní distributor: EXBIO Olomouc s.r.o.