

Aktuálně dostupné analyty ichroma™ Boditech:

ichroma™ M2

- COVID-19 Ab
- COVID-19 Ag
- COVID-19/Flu Ag Combo
- COVID-19 nAb
- Strep A
- Influenza A+B
- Influenza A+B/RSV Combo
- Mycoplasma
- Respirační syncytiální virus (RSV)

ichroma™ M3

- CRP
- D-Dimery
- Troponin I
- FOB

Detaily k jednotlivým testům na stránkách
www.exbio.com

iCHROMA M2, M3

Přenosné a kompaktní imunoanalyzátoary



ichroma™ M2 a ichroma™ M3 jsou kompaktní, přenosné přístroje pro odečítání imunofluorescenčních analýz, které sdílí stejné testovací kazety s ostatními platformami společnosti Boditech Med. jako jsou ichroma™ II, ichroma™ III. Může pracovat na externí baterie, což zvyšuje jeho mobilitu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Přenosné a kompaktní s vysokým výkonem
- Ovládání jedním kliknutím pro pohodlí uživatele
- Možnost napájení přenosným zdrojem
- Cenově výhodné